

Tailor-made

ソニッケアーからの提案 ブラシの「テーラーメイド」

テーラーメイドとは？

歯科医師・歯科衛生士の皆様が、患者さんの口腔内状況を見たと、患者さんの要望も聞き入れつつ専門的な立場でふさわしいブラシを選び、ご販売頂く販売方式を採っています。まさに専門家によるテーラーメイド（大切な患者さんのため特別に仕立てた製品）です。

患者さんの口腔内状況やニーズによって選べる9種のブラシ

出荷時にあえてブラシを同梱しない事で*大切な患者さんの口腔状況に合わせて『使ってほしいブラシ』をご推奨頂けます。ハンドルと組み合わせて患者さんに合ったブラシをご販売ください。


*ただし、プロテクトクリーン4700 プロフェッショナルは、歯ぐきケアに特化したプレミアムガムケアを付属。



替ブラシの機能とラインナップはコチラをご覧ください

	高性能・多機能シリーズ	多機能シリーズ	歯科専売シリーズ
	ダイヤモンドクリーンスマート プロフェッショナル	プロテクトクリーン プロフェッショナル	プロテクトクリーン4700 プロフェッショナル
	高い歯垢除去力と 多彩な機能を求める方へ	歯垢除去力、やさしさ、白い歯、 全てを求める方へ	歯垢除去力、歯ぐきの健康を 求める方へ
	 HX9949/09 ※ブラシヘッドは別売です。	 HX6489/01 ※ブラシヘッドは別売です。	 HX6481/01 ※プレミアムガムケア ブラシヘッド1本付属
搭載 ブラッシングモード	 5 × 3	 3 × 3	 2 × 3
その他の機能	 Bluetooth* 対応 ブラシヘッド 認識機能対応 過圧防止 センサー ブラシヘッド交換 お知らせ機能	 ブラシヘッド 認識機能対応 過圧防止 センサー ブラシヘッド交換 お知らせ機能	 過圧防止 センサー ブラシヘッド交換 お知らせ機能
付属品	海外でも使える充電器台、保証書	海外でも使える充電器、保証書	海外でも使える充電器、保証書、 プレミアムガムケア ブラシヘッド1本
充電時間	約24時間充電	約48時間充電	約48時間充電
使用時間*11	約2週間使用	約2週間使用	約2週間使用
質量*12	約144g	約133g	約133g
本体寸法*13 (H×W×D)	約255 × 30.5 × 27.8mm	約249.5 × 31 × 28mm	約252 × 31 × 28mm
電池の種類	リチウムイオン電池	リチウムイオン電池	リチウムイオン電池

*10 スマートフォンは含まれません *11 1日2回、2分間使用した場合 *12 本体+ブラシ *13 ブラシ含む



特長1 歯垢除去

角度のついたブラシがあらゆる角度から歯垢に届く。



特長2 スタイン除去

毛先一本一本が三角形の形をしているため、気になるスタインを除去。



特長3 歯肉ケア

ブラシヘッドのサイドの毛束で優しくブラッシングし歯肉をケア。



※「プロテクトクリーン4700 プロフェッショナル」と一緒に是非、ご試用ください。

※詳しくは、お出りのディーラーへお問い合わせください。



ソニッケアー プレミアム オールインワン ブラシ

HX9091/25
(ホワイト)

NEW

替ブラシ ラインナップ

正しい歯磨きをサポートするRFID* 対応ブラシヘッド


	歯垢除去 歯ぐきのケアに スタイン除去	歯垢除去	歯ぐきの ケアに (高性能)	歯ぐきの ケアに (スタンダード)	自然な白い歯に・ スタイン除去 (高性能)	自然な白い歯に・ スタイン除去 (スタンダード)	歯間の汚れに、 矯正中の方にも	敏感な歯ぐきに、 柔らかい毛先	
	プレミアム オールインワン	プレミアム クリーン (旧アダプティブ クリーン)	プレミアム ガムケア	ガムプラス (旧プロリサルツ ガムヘルズ)	プレミアム ホワイト	ホワイトプラス (旧ダイヤモンド クリーン)	インターケア	センシティブ	舌磨きブラシ (2本入)
RFID対応	○	○	○	○	○	○	○	○	○
歯垢除去力*	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●
毛のやわらかさ	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●●●	●●●●
スタイン除去	●●●●●●●●**	●●●●●●●●**	●●●●●●●●**	●●●●●●●●**	●●●●●●●●***	●●●●●●●●***	●●●●●●●●**	●●●●●●●●**	●●●●●●●●**
歯肉へのリーチ、 矯正	●●●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●●●	●●●●	●●●●

* 非接触で情報を読み書きする通信技術です
** クリーンモードで使用した場合
*** ホワイトモード・ホワイトプラスモード使用時


記載されている各ブラシは差し込みタイプのハンドルと全て互換性があります。最良のブラッシング効果を得るために、替ブラシは3ヶ月ごとの交換を推奨しています。

電動歯ブラシを使う人が増えています

約2割の人が充電式電動歯ブラシを使用しています。



充電式電動歯ブラシを使用している、およそ4人に1人が歯科医からの推奨を導入した理由にあげています。



手磨き派の人にもおすすめ! 電動歯ブラシ購入前の Q&A

Q1 歯磨き粉は使用しても良いのですか？

歯磨き粉を使用しなくても充分効果は得られますが、使用する場合は米粒くらいのごく少量が適量です。歯磨き粉をつけた際は、飛び散らないよう、ブラシヘッドを口の中に入れてからスイッチを入れてください。

Q2 歯ぐきを傷つけたりしないですか？

ソニッケアーは手磨きの約半分¹⁾のブラッシング圧で使用できます。手磨きよりも負担がかかることはありません。

Q3 毎日使用した方が良いのですか？

ソニッケアーは手磨きと同じように使用できます。1日2回以上の使用がおすすめです。

*1 デイヤモンドクリーンブラシヘッド使用時/2010年Moore氏らの調査に基づく。実験的研究における効果。実際の口内での効果は異なる場合があります

患者さんに 安心してお奨め いただけます

- ① 2年間保証 (ハンドル・充電器のみに適用)
- ② 30日間返金保証 患者さんがご購入後30日間ご使用になられても効果を実感いただけない場合は、ソニッケアー事務局よりご購入代金を患者さんへ直接返金いたします。
- ③ 修理対応 患者さんからの修理のご依頼をソニッケアーコールが直接承ります。

※患者さんからの修理品の発送費はソニッケアー事務局が負担いたします

ソニッケアーコール 0120-418-608【受付】曜日～金曜日 9:00～18:00 (祝日を除く)

より詳しい情報、トライアル製品をご希望の場合は、お出りのディーラー様、または下記へご連絡ください。

販売店: 株式会社モリタ お客様相談センター 0800-222-8020

製造元・輸入元: 株式会社フィリップス・ジャパン

